



# SAMARIT

safe patient moving & handling

SAMARIT<sup>™</sup>  
Rollbord<sup>™</sup>  
ECOLITE

Para  
uso  
medio!

## Sistemas de transferencia SAMARIT "no lift"

Rollbord<sup>™</sup> **ECOLITE**

### La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. **Los productos de SAMARIT** ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

Para uso medio!

### 3-los EcoLite modelos de precios para el uso medio.

#### EcoLite 180

plegable

Para radiología, urgencias, departamentos generales así como domicilios.



\*SWL:  
160 kg / 353 lbs

Tamaño: 180 x 50 cm  
89 x 50 cm plegable 2.8 kg

Nº de pedido 440.1180  
UDI/GTIN: 7640144460327

#### EcoLite 120

plegable

Para radiología, urgencias así como domicilios.



\*SWL:  
150 kg / 331 lbs

Tamaño: 120 x 40 cm  
60 x 40 cm plegable 1.4 kg

Nº de pedido 440.1120  
UDI/GTIN: 7640144460334

#### EcoLite 90

no plegable

Para urología, ginecología, en urgencias y cuidados generales.



\*SWL:  
150 kg / 331 lbs

Tamaño: 90 x 50 cm 1.3 kg

Nº de pedido 440.1090  
UDI/GTIN: 7640144460341

#### Material no contaminante para el medio ambiente\*\*

Las ayudas de transferencia SAMARIT están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurriese un incendio, no producen humos tóxicos.

\*\* Tejido deslizante silicona alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

\* SWL = Safe Weight Load

EU-SRN: CH-MF-000016280  
CHRN: CHRN-MF-20000184

[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

#### Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las *toallitas SamaClean* o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

#### Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia SAMARIT tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño internacionales
- 2 años garantía



Samarit sistemas de transferencia



SAMARIT Rollbord Hightec



Transglide SAMARIT



Rollbody SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

**SAMARIT**  
safe patient moving & handling

Samarit Mediberica

Petunia,5

28863 Cobeña Madrid

Tf.: +34 91 620 70 66 Fax: +34 91 620 70 67

p.web.: [www.samarit.es](http://www.samarit.es)

