

SAMARIT

safe patient moving & handling



Systemes de transfert SAMARIT "no lift"

Rollbord™ **ECOLITE**

Le moyen sûr de transférer les patients

Exigées par la loi dans certains pays, allant de soi dans d'autres – les conditions de travail doivent être les plus confortables possibles. Le personnel de santé doit éviter tout mouvement de levage lors du transfert des patients. **Les produits SAMARIT** facilitent le transfert, sans qu'il soit nécessaire de soulever le patient. Les produits sont conçus pour faciliter le transfert avec peu d'effort, ce qui rend le travail plus agréable pour les personnels soignants et protège leur dos.

L'utilisation normale!

3 modèles pour un prix moyen utiliser EcoLite.

EcoLite 180

Pliable

Pour la radiologie, le bloc opératoire, les unités de soins intensifs et tous les services spéciaux.



*SWL:
160 kg / 353 lbs

Dimensions: 180 x 50 cm, 89 x 50 cm
Poids: 2.8 kg

Réf. de commande 440.1180
UDI/GTIN: 7640144460327

EcoLite 120

Pliable

Pour le transfert des patients blessés.



*SWL:
150 kg / 331 lbs

Dimensions: 130 x 40 cm, 65 x 40 cm
Poids: 1.4 kg

Réf. de commande 440.1120
UDI/GTIN: 7640144460334

EcoLite 90

Non pliable

Pour les blocs opératoires d'urologie, de gynécologie blocs opératoires, stations de réveil et urgences.



*SWL:
150 kg / 331 lbs

Dimensions: 90 x 50 cm
Poids: 1.3 kg

Réf. de commande 440.1090
UDI/GTIN: 7640144460341

Un matériau respectueux de l'environnement** Les équipements de transfert SAMARIT sont constitués de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être jetés sans nuire à l'environnement et ne produisent pas de fumée toxique en cas d'incendie.

** Matériau lisse recouvert de Silicone autour d'un noyau de mousse polyéthylène, tissu de polyester enduit, extrémités en PE.

* SWL = Safe Weight Load

EU-SRN: CH-MF-000016280
CHRN: CHRN-MF-20000184

www.samarit.com

Facile à nettoyer

La planche de transfert Rollbord peut être nettoyée de préférence avec des *lingettes SamaClean* ou un désinfectant hospitalier. Lorsque vous prévoyez des conditions salissantes, utilisez le drap jetable Rollbord. Il recouvre les extrémités de la planche de transfert et permet de replier les résidus sans les toucher à l'intérieur du drap en laissant une surface propre. Les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel agréé (garantie).

Des normes de haute qualité

Les équipements de transfert SAMARIT bénéficient du :

- marquage CE
- Brevets d'invention et de modèles internationaux
- 2 ans de garantie



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Transglide



SAMARIT Rollbody



Équipement de soins infirmiers SAMARIT

Téléchargez sur notre site une brochure dans votre langue ou adressez-vous à votre distributeur local.

SAMARIT
safe patient moving & handling

SAMARIT Medical AG

Gewerbstrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

