

# SAMARIT

safe patient moving & handling



## Sistemas de transferencia SAMARIT "no lift"

# Rollbord™

HIGHTEC

Per l'uso intenso!

### La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. **Los productos de SAMARIT** ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

**ESTÁNDAR**  
*plegable*



\*SWL: 240 kg  
\*SWL: 529 lbs

Adecuado para radiología, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y todos los departamentos especiales.

Tamaño: 178 x 50 cm 2.7 kg  
plegable a 89 x 50 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0100  
UDI/GTIN: 7640144460013

**UCI-BARIÁTRICA**  
*no plegable*



\*SWL: 310 kg  
\*SWL: 684 lbs

Adecuado para servicios de enfermería de cuidados intensivos, colchones de aire y en decúbito.

Tamaño: 178 x 50 cm 3.8 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0200  
UDI/GTIN: 7640144460020

**MINI-GYN**  
*no plegable*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Adecuado para quirófanos de urología, de ginecología, salas de reanimación y emergencias.

Tamaño: 91 x 50 cm 1.4 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0300  
UDI/GTIN: 7640144460037

\*SWL = Safe Weight Load

## 5 modelos distintos para cada aplicación hospitalaria

- Alto rendimiento
- Radiotransparente
- No tóxico y con tratamiento antibacteriano
- Transferencia segura del paciente
- Confortable para el paciente
- Evita lesiones de espalda a los trabajadores sanitarios
- Suave para la piel (sin látex)
- Fácil de limpiar y desinfectar - aprobación de higiene
- Cubiertas desechables disponibles
- Tejido de nylon resistente a desgarros
- Cubre una separación de hasta 20 cm
- Ahorro de espacio

**COVER DISPENSER**

*Adecuada para todos los modelos*



montaje en pared

Tamaño: 15 x 66 x 14 cm

Nº de pedido 440.1088  
UDI/GTIN: 7640144460495

**SURGIBOARD**

*no plegable*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Adecuado para quirófanos, radiología, varios departamentos (sustituye a los rodillos de aluminio).

Tamaño: 120 x 40 cm 1.5 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0400  
UDI/GTIN: 7640144460044

**MRI/CT**

*plegable*

Opción: bolsa de protección (naranja)



\*SWL: 200 kg  
\*SWL: 440 lbs

Adecuado para transferir personas heridas a o desde una camilla.

Tamaño: 178 x 40 cm 2.5 kg  
plegable a 89 x 40 cm

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0500  
UDI/GTIN: 7640144460051



**CUBIERTA DESECHABLE**

*Adecuada para todos los modelos*



Para proteger los Rollbords contra sangre y suciedad. **Tamaño:**  
200 cm, Ø 60 cm (50 piezas)  
135 cm, Ø 60 cm (74 piezas)

200 cm Nº de pedido 440.1000  
UDI 7640144460471  
135 cm Nº de pedido 440.1400  
UDI 7640144460488



# Los sistemas de transferencia SAMARIT "no lift" facilitan el trabajo diario con los pacientes

**SAMARIT proporciona confort y seguridad a los pacientes.**

En los hospitales, donde algunos pacientes necesitan ser transferidos con cuidado varias veces al día, **SAMARIT** facilita el trabajo a los cuidadores y es más cómodo para el paciente.

**Sistemas de transferencia SAMARIT - una gran ayuda para los profesionales sanitarios – en todo el mundo.**

Si imagina cuántas transferencias se realizan cada día en los hospitales y comunidades, apreciará el valor real de los sistemas originales **SAMARIT**. Se utilizan actualmente más de 150.000 sistemas de transferencia **SAMARIT** por profesionales de enfermería en todo el mundo.

Todos ellos encuentran que los productos de **SAMARIT** facilitan su trabajo.



sólo pesa 3 kg y se puede montar rápidamente - en cualquier sitio



*Gire al paciente sobre un lado, deslice el tablero por debajo del cuerpo y devuelva al paciente a su posición original.*



*Empuje con cuidado al paciente desde el hombro y la cadera, sin aplicar fuerza, y transféralo.*



*Gire al paciente sobre un lado. Retire el Rollbord empezando por los pies.*

## Material no contaminante para el medio ambiente\*

Las ayudas de transferencia SAMARIT están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurrese un incendio, no producen humos tóxicos.

\* Tejido deslizante teflonizado alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

EU-SRN: CH-MF-000016280  
CHRN: CHRN-MF-20000184

[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de SAMARIT!

## Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las *toallitas SamaClean* o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

## Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia SAMARIT tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño



SAMARIT Rollbord ECOLite



SAMARIT Rollbord H-Line



Transglide SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

**SAMARIT**  
safe patient moving & handling

Samarit Mediberica

Petunia,5

28863 Cobeña Madrid

Tf.: +34 91 620 70 66 Fax: +34 91 620 70 67

p.web.: [www.samarit.es](http://www.samarit.es)

